

1. Používajte odvíjač AneLabel®

Odvíjače AneLabel® boli špeciálne vyvinuté pre bezpečné, hygienické a spoľahlivé uchovávanie etikiet AneLabel®.

Odšroubovateľná lišta drží etikety a zabraňuje odstávaniu a rozmotávaniu roličiek. Nasmeruje etiketu na skosenú hranu, cez ktorú sa etiketa ľahko odtrháva.

Doporučené postupy pri používaní a aplikácii etikiet AneLabel®



2. Lepenie etikiet AneLabel® na striekačky a lineárne dávkovače

Malá etiketa

Označenie striekačiek s liekmi s objemom 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml. Etiketa obsahuje informáciu o názvu lieku a riedení. Pri vybraných etiketách je predtlačená štandardná koncentrácia.

• Správna aplikácia malej etikety:

Odtrhneme etiketu AneLabel®. Pokiaľ už nie je predtlačené, vyplníme riedenie. Malú etiketu lepíme na opačnú stranu ako je ryska.

Nelepíme cez rysku ani cirkulárne, text s názvom liečiva by nebol dobre čitateľný.



Veľká etiketa

Samolepiace etikety veľkého formátu pre označenie striekačiek s objemom 20 ml a 50 ml do lineárnych dávkovačov. Etiketa obsahuje informáciu s názvom lieku a voľné pole pre zapísanie dávky, riedenia, dátumu, času prípravy a identifikáciu osoby, ktorá liečivo pripravila.

• Správna aplikácia veľkej etikety:

Odtrhneme etiketu AneLabel®. Vyplníme požadované informácie; meno zdravotníka, pacienta, dátum, čas a dávkovanie. Na vyplnenie etikety doporučujeme použiť špeciálnu permanentnú fixku AneLabel®.

Veľkú etiketu lepíme v smere dlhšej osi striekačky nad rysku, ku kónusu.

Etiketu nelepíme cirkulárne, cez rysku, ani na opačnú stranu striekačky. Lepíme vždy tak, aby bol predovšetkým text na dolnej časti etikety čitateľný, keď je striekačka vložená do lineárneho dávkovača.

Etikety na hadičku

Samolepiace etikety 38,1 x 19,1 mm pre označenie hadičiek. Samolepka na distálny koniec hadičky od striekačky v lineárnom dávkovači. Je tiež farebne kódovaná a nesie názov liečiva.

• Správna aplikácia etikety na hadičku:

Etiketu na hadičku lepíme paralelne s hadičkou. K správnej nalepeniu použijeme špeciálny výsek. Etiketu umiestnime tak, aby stredy výsekov boli na hadičke. Obe polovice etikety k sebe starostlivo prilepíme, aby sa etiketa neotvárala.

3. Uskladnenie etikiet: Etikety skladujte v suchu pri izbovej teplote.

